



Схема. Как брать биоматериал для ПЦР-теста



Шаг 1. Для взятия мазка из ротоглотки необходимо взять другой зонд-тампон: вращательными движениями собрать биоматериал с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки



Шаг 2. Для взятия мазка из носоглотки: зонд-тампон ввести легкими движениями по наружной (латеральной) стенке полости носа на глубину 2-3 см, сделать вращательное движение и вывести по наружной стенке. Материал собирать последовательно из правой и левой ноздри



Шаг 3. Совместить зонды-тампоны в одной пробирке для большей концентрации материала