

# Программа “Клинок”


Программа “Клинок-2” предназначена для дифференциальной диагностики и количественной оценки нарушений бинокулярного зрения у детей, начиная с 4-5 летнего возраста, а также для коррекции и развития бинокулярных функций.

Диагностика:

- оценка характера зрения (цветотест);
- измерение угла косоглазия;
- выявление функциональной скотомы;
- определение фузионных резервов;

Тренировка:

- ликвидация функциональной скотомы;
- устранение косоглазия (упражнение - мелькания);
- закрепление бификсации (упражнение - колебания);
- развитие фузионных резервов



Программа рассчитана на работу в операционной среде Windows 9x -- NT -- XP, не требовательна к системным ресурсам. Тип монитора значения не имеет, можно даже работать с собственными цветоделительными очками.

Рекомендуется подстройка цветовой палитры в зависимости от конкретной аппаратуры и личных предпочтений пользователя (более или менее контрастное, яркое изображение). Процедуры настройки, осуществляемые непосредственно из программы и в ней же сохраняемые (т.е. эти настройки не влияют на изображение в других приложениях), подробно описаны в руководстве пользователя.